

Rivestimenti per protesi scheletrata



rema[®]
Exakt F



rema[®]
dynamic S



rema[®]
Exakt F



Eccellenti risultati per qualsiasi lavoro

Sperimentato milioni di volte

Con il rema[®] Exakt F la ricerca Dentaaurum è riuscita nell'intento di migliorare il classico rivestimento „rema[®] Exakt“ da tanto tempo apprezzato dagli odontotecnici. Grazie alla nuova grana fine, questo rivestimento è diventato ancora più interessante e convincente per la facilità d'impiego e per l'elevata precisione. La ricetta sperimentata milioni di volte è stata così ulteriormente ottimizzata.

- lavorazione semplificata e migliorata
- indicato per duplicazioni con gelatina o silicone
- tempi di lavorazione lunghi
- consistenza ideale
- ottima smuffolatura
- fusioni estremamente precise

rema[®] Exakt F

20 kg (50 x 400 g)
8 kg (20 x 400 g)

Liquido di miscelazione

1 litro standard

REF 105-020-50
REF 105-008-50

REF 105-501-00

rema[®]
dynamic S



Il rivestimento universale perfetto

Elevata flessibilità in qualsiasi situazione

Il nuovo rivestimento universale rema[®] dynamic S conserva tutti i vantaggi offerti dai noti rivestimenti rema[®] dynamic e rema[®] dynamic top speed. Il rema[®] dynamic S si dimostra particolarmente flessibile e semplice da usare. In particolare si distingue per l'elevata stabilità degli spigoli e per le superfici lisce nonché per l'uniforme comportamento d'espansione, per assicurare la massima precisione anche nei casi di strutture complesse.

- vantaggio di tempo grazie al preriscaldamento individuale: ciclo rapido, ciclo semi-rapido da 600°C oppure preriscaldamento convenzionale
- eccellente comportamento in duplicazione con silicone o gelatina
- particolarmente indicato per la protesi combinata

rema[®] dynamic S

20 kg (112 x 180 g)
20 kg (40 x 500 g)
20 kg (8 x 2,5 kg)
8 kg (16 x 500 g)

REF 105-600-50
REF 105-610-50
REF 105-610-85
REF 105-609-50

Liquido di miscelazione

1 litro standard
1 litro speed

REF 105-620-50
REF 105-623-50

Scheletrati dalla A alla Z

Il programma completo di materiali di consumo, accessori e macchinari è disponibile sul catalogo generale „Prodotti per il laboratorio odontotecnico“ oppure nel sito internet.

Leghe per scheletrati remanium®



remanium® GM 380+	1000 g	102-001-10
remanium® GM 700+	1000 g	102-100-10
remanium® GM 800+	1000 g	102-200-10
remanium® GM 900	1000 g	102-250-00

Gelatine da duplicazione



Dublitol®	Tanica (5 kg)	108-610-00
Dublitol®	Confezione (4 x 350 g)	108-615-00
Duplikat	Tanica (6 kg)	108-600-00
Dubliform	Tanica (6 kg)	108-500-00
Dubliplast®	Tanica (5 kg)	165-500-00
DubliGel	Tanica (5 kg)	165-501-00

Siliconi da duplicazione



rema® Sil	Componente A (1 kg)	108-700-00
rema® Sil	Componente B (1 kg)	108-701-00
rema® Sil	Componente A (5 kg)	108-710-00
rema® Sil	Componente B (5 kg)	108-711-00
ecosil	Componente A (1 kg)	108-703-00
ecosil	Componente B (1 kg)	108-704-00
ecosil	Componente A (5 kg)	108-705-00
ecosil	Componente B (5 kg)	108-706-00

Per eventuali domande sull'uso dei nostri prodotti, è a disposizione il Servizio di Assistenza Clienti ai sotto elencati numeri.

Telefono **051/86.50.084**

Fax **051/86.32.91**

E-Mail **lab@dentaurum.it**



Maggiori informazioni sui prodotti Dentaurum sono disponibili nel sito internet

www.dentaurum.de

Data dell'informazione: 02/10

– Soggetto a modifiche –

D
DENTAURUM
ITALIA