


NOVITA'

Variety  **click**
Variety  **click SP**

Le viti a espansione multifunzione



⇒ Con brevettata funzione di blocco „click” della vite durante la fase di trattamento attivo.

- Alto livello di sicurezza sia per il dentista che per il paziente.
- Guida stabile per tutto il movimento di espansione.
- Elevata biocompatibilità.
- Variety click SP (small palate): versione particolarmente adatta per palati molto stretti.

Variety **click**

Variety **click SP**



Principalmente indicate per trattamenti mandibolari con apparecchiatura fissa come ad esempio distalizzazione, mesializzazione o chiusura degli spazi con movimento di denti singoli. Possono essere impiegate anche per l'espansione precoce del palato.

- **Brevettata funzione di blocco „click“ della vite durante la fase di trattamento attivo.**
- **Affidabile attivazione / disattivazione della vite con “click” chiaramente percettibile dopo un 1/4 di giro.**
- **Funzione di bloccaggio per impedire alla vite indesiderati ritorni.**
- **Piccole dimensioni di inserimento con massima possibilità di espansione.**
- **Priva di saldature.**
- **Corpo in acciaio inossidabile e resistenti bracci ritentivi dritti.**
- **Variety click SP (small palate): i bracci ritentivi possono essere piegati vicino al corpo della vite.**

Variety **click** piccola – 8



Bracci ritentivi	REF	Quantità
diritti	602-836-10	1 pezzo

Variety **click** grande – 12



Bracci ritentivi	REF	Quantità
diritti	602-837-10	1 pezzo

Variety **click SP** piccola – 8



Bracci ritentivi	REF	Quantità
diritti	602-838-10	1 pezzo

Variety **click SP** grande – 12



Bracci ritentivi	REF	Quantità
diritti	602-839-10	1 pezzo

© 0483

Ogni vite viene fornita completa di chiavetta di sicurezza