

CONTEC



Privi di
BisGMA*
TEGDMA*
HEMA*!



Connessioni sicure.

Il collante fotopolimerizzabile per bracket.

Per l'incollaggio di bracket in metallo, in ceramica, in plastica e di tubi molari.

CONTEC Ic offre tutti i vantaggi di un adesivo fotopolimerizzabile. In particolare si avrà più tempo per posizionare i bracket prima che il collante indurisca.

L'elevata viscosità garantisce la massima stabilità del collante sulla base del bracket senza che coli sulla superficie del dente. Allo stesso tempo, la forza di legame del CONTEC Ic è eccellente, risultando la soluzione ideale per qualsiasi tipo di bonding.

L'ergonomica forma della siringa facilita la manipolazione e il controllo della quantità ottimale di collante da utilizzare.

Il particolare vantaggio del CONTEC Ic è la sua composizione chimica priva di BisGMA*, TEGDMA e HEMA, materiali che hanno dimostrato avere un potenziale allergenico.

Privo di
BisGMA*
TEGDMA*
HEMA*!

Kit CONTEC Ic (REF 163-110-00) composto da:

- 3 x 3 g CONTEC Ic collante
- 1 x 5 ml CONTEC Ic primer
- 2 x 2,5 ml CONTEC gel mordenzante
- 6 x CONTEC cannule monouso per gel mordenzante
- 50 x CONTEC pennellini monouso
- 1 x CONTEC strumento combinato
- 1 x CONTEC blocchetto dispensatore

Per ca. 800 bracket (40 casi).



* CONTEC Ic è privo di BisGMA (bisfenolo A-glicidil metacrilato), TEGDMA (triethylenglicole dimetacrilato) e HEMA (idrossietilmetacrilato).

- Eccellente forza ritentiva
- Pasta adesiva semplice da dosare, con ottima stabilità
- Indurisce sotto qualsiasi base di bracket (per bracket in plastica è necessario l'uso di un primer addizionale)
- Privo di BisGMA*, TEGDMA* e HEMA*



Confezioni singole	Contenuto	REF
CONTEC Ic collante	2 siringhe da 3 g	163-111-00
CONTEC Ic primer	1 flacone da 5 ml	163-113-10
CONTEC gel mordenzante	2 siringhe da 2,5 ml	163-115-00

Sviluppato in collaborazione con:

SAREMCO

Il collante fotopolimerizzabile per retainer.

Per l'incollaggio di retainer fissi.



CONTEC lcr è stato sviluppato appositamente per soddisfare i requisiti speciali richiesti dall'incollaggio dei retainer ortodontici fissi. Con CONTEC lcr, i retainer possono essere fissati in sicurezza e con il massimo comfort per il paziente. Inoltre, l'adesivo si mantiene a lungo nel tempo conservando le sue eccellenti caratteristiche ritentive.

Le cannule leggermente angolate e le sottili siringhe facilitano l'uso nella zona linguale dei denti anteriori.

CONTEC lcr è privo di TEGDMA* e HEMA*. CONTEC lcr è pertanto la prima scelta per quei pazienti a cui è stata diagnosticata un'allergia nei confronti di tali sostanze.

Confezioni singole	Contenuto	REF
CONTEC lcr collante	1 siringa da 3,4 g	163-131-00
CONTEC lcr primer	1 flacone da 5 ml	163-113-10
CONTEC gel mordenzante	2 siringhe da 2,5 g	163-115-00

Sviluppato in collaborazione con:

SAREMCO
DENTAL

* CONTEC lcr è privo di TEGDMA (trietilenglicole dimetacrilato) e HEMA (idrossietilmetacrilato).

- Collante in pasta, a elevato contenuto riempitivo
- Eccezionalmente resistente e duraturo
- Indurisce formando una superficie estremamente liscia
- Privo di TEGDMA* e HEMA*

Privo di
TEGDMA*
HEMA*!



Kit CONTEC Icr (REF 163-130-00) composto da:

- 2 x 3,4 g CONTEC Icr collante
- 6 x CONTEC Icr cannule monouso
- 1 x 5 ml CONTEC Icr/lcr primer
- 2 x 2,5 ml CONTEC gel mordenzante
- 6 x CONTEC cannule monouso per gel mordenzante
- 50 x CONTEC pennellini monouso
- 1 x CONTEC strumento combinato
- 1 x CONTEC blocchetto dispensatore

Per ca. 80 retainer intrecciati o ca. 250 retainer 3-3.

Il collante a indurimento chimico pronto all'uso.

Per l'incollaggio di bracket in metallo, in ceramica, in plastica e di tubi molari.



CONTEC go è un collante per bracket a indurimento chimico, pronto all'uso, composto da una pasta e da un attivatore. La fase d'indurimento viene innescata con la pressione del bracket sul dente, lasciando quindi tutto il tempo per il preciso posizionamento dell'attacco.

La necessaria forza ritentiva per legare l'arco, viene raggiunta trascorsi 5 minuti dal posizionamento del bracket. CONTEC go possiede un'elevata viscosità e una consistenza tale da garantire un'ottimale stabilità sul bracket. Inoltre il collante CONTEC go mantiene il suo colore durante tutta la durata del trattamento.

CONTEC go è privo di TEGDMA* e HEMA*.

CONTEC go è quindi la prima scelta per pazienti con accertata allergia a questi elementi.

Confezioni singole	Contenuto	REF
CONTEC go collante	2 x siringhe da 2,5 g	163-121-00
CONTEC go attivatore	1 x flacone da 5 ml	163-114-00
CONTEC gel mordenzante	2 x siringhe da 2,5 ml	163-115-00

- Collante viscoso con evidente superiore stabilità
- Riduzione dei tempi d'indurimento a 5 minuti
- Siringhe dalla forma ergonomica per una confortevole gestione e un sicuro dosaggio
- Privo di TEGDMA* e HEMA*

Privo di
TEGDMA*
HEMA*!

Kit CONTEC go (REF 163-107-00) composto da:

- 3 x 2,5 g CONTEC go collante
- 1 x 5 ml CONTEC go attivatore
- 2 x 2,5 g CONTEC gel mordenzante
- 6 x CONTEC cannule monouso per gel mordenzante
- 50 x pennellini monouso
- 1 x CONTEC strumento combinato
- 1 x CONTEC blocchetto dispensatore

Per ca. 600 bracket (30 casi).



Gruppo Dentauro

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

➡ Per ulteriori informazioni su prodotti e servizi, visitare il sito www.dentaurum.com

Data dell'informazione: 09/22

Soggetto a variazioni



shop.dentaurum.it



Like us on Facebook!



YouTube

Visit us on YouTube!



Follow us on Pinterest!

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentauro Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Fano (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaurum.it | info@dentaurum.it