



discovery[®]
delight




Sorprendentemente diverso

Il sistema linguale

D
DENT AURUM



Sorprendentemente efficace




Il sistema linguale **discovery® delight** è stato ideato con lo specifico intento di ridurre al minimo i componenti necessari per il trattamento ortodontico garantendo, al tempo stesso, la libera scelta di tutte le opzioni proprie della tecnica linguale, dalla terapia 2D a quella tridimensionale.

In collaborazione con il Prof. Rubens Demichieri di Montevideo, è stato creato, quindi, un sistema ortodontico che risponde pienamente alle esigenze del paziente, offrendo tutti i provati vantaggi dei brackets della famiglia discovery®:

- **massima qualità**
- **invisibilità**
- **tempi di trattamento brevi**
- **elevato comfort**
- **ottimale design**




Semplice e pratico



La principale peculiarità del sistema **discovery® delight** è la presenza di solo quattro tipi di brackets, utilizzabili indifferently sia per l'arcata superiore che per quella inferiore. Ciò semplifica notevolmente la gestione del paziente alla poltrona.

La geniale combinazione tra slot verticale nella zona anteriore e slot orizzontale in quella posteriore, assicura l'ottimale trasmissione delle forze.

Una mirata selezione di archi e di strumenti completa il portafoglio prodotti del sistema **discovery® delight**.



Bracket monoblocco

Elevata biocompatibilità

Base strutturata al laser

Ottimale ritenzione

Preciso disegno delle alette

Legatura semplice e sicura

Profilo basso

Ampio spazio per la lingua

Incredibilmente versatile



Risultato


**Minimo disallineamento
del gruppo frontale
(social six)**

Trattamento

2D

**Durata media del
trattamento**

ca. 6 mesi





**Moderato affollamento
anteriore senza rotazione
dei premolari**

2D

ca. 12 mesi

**Consistente affollamento
anteriore senza rotazione
dei premolari**

2D

ca. 6–24 mesi

**Consistente affollamento
anteriore con rotazione dei
premolari**

3D


ca. 6–24 mesi

**Malposizioni dentali
nell'intera arcata**

3D

ca. 6–24 mesi

Brillantemente chiaro



*Il tutto è maggiore della
somma delle sue parti*

Aristotele



Brackets linguali/
Tubi linguali

- Bracket anteriore
3-3/U-L
- Bracket posteriore, aperto
4-5/U-L
- Bracket posteriore, chiuso
4-5/U-L
- Tubo molare
6/U-L



Archi linguali tondi

- rematitan® LITE, ø 10
- rematitan® LITE, ø 12
- rematitan® LITE, ø 14
- rematitan® LITE, ø 16
- rematitan® LITE, ø 18
- remanium®, ø 16
- remanium®, ø 18
- dentaflex®, ø 15

Archi linguali quadrati


- rematitan® LITE, 16 x 16
- rematitan® LITE, 19 x 19
- remanium®, 18 x 18
- remanium®, 19 x 19



Strumenti

- Strumento di posizionamento
- Specchietto con griglia
- Tronchesino per legature
- Tronchesino distale
- Pinzette

Una scelta completa



Oltre ai nuovi **discovery® delight**, la famiglia di brackets discovery® offre tante altre possibilità di scelta, soddisfacendo sempre ogni necessità terapeutica con un'ampia varietà di combinazioni.

Il bracket ideale per ciascun trattamento!




discovery®
pearl

Affascinante naturalezza




discovery®
smart

Piccoli e brillanti



discovery[®]

La somma delle esperienze



discovery[®] *sl*

discovery[®]
sl 2.0

High tech di successo

Il Gruppo Dentaureum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi Dentaureum, visitare il sito www.dentaureum.de
- ➔ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051 861935

Assistenza tecnica: 051/86.25.80 | E-Mail: ortodonzia@dentaureum.it
Assistenza commerciale: 051/86.25.80 | E-Mail: ordini@dentaureum.it

Data dell'informazione: 01/15

Soggetto a variazioni



www.dentaureum.de

Tutte le immagini cliniche per gentile concessione del Prof. Rubens Demichieri

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentaureum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Tel. 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaureum.it | info@dentaureum.it