



Variety
La minivite multifunzione

Variety

La minivite ad espansione multifunzione

Questo nuovo disgiuntore a due bracci può essere comodamente inserito sia nel mascellare superiore che in quello inferiore. Non presenta solo dimensioni più piccole rispetto agli altri espansori tipo Hyrax, ma racchiude numerose innovazioni tecniche frutto della lunga esperienza maturata da Dentaaurum in questo campo.

La vite Variety è disponibile in due varianti: normale (REF 602-806-10) e SP per palati stretti (REF 602-809-10).



Acciaio inossidabile

Grande resistenza e biocompatibilità

Tutti i componenti della Variety sono realizzati in acciaio inossidabile altamente resistente alla corrosione per conferire alla vite la massima solidità e assicurare una eccellente biotollerabilità.



Bracci saldati al laser

Elevata stabilità

L'impiego della moderna tecnologia di saldatura al laser garantisce un'elevata resistenza. Inoltre, l'eliminazione di materiali da saldobrasatura rende la vite particolarmente biotollerabile per il cavo orale.



Ampia espansione

Ottimali possibilità terapeutiche

La massima espansione di 12 mm consente, in situazioni di mancanza di spazio, grandi possibilità d'intervento terapeutico.



Sistema antiritorno

Massima sicurezza d'utilizzo

L'intelligente costruzione con sistema antiritorno della vite rendono il trattamento più efficace.

Marcatura laser

Chiara identificazione

La marcatura laser del verso di apertura e dell'espansione massima, rendono più il montaggio e l'attivazione della vite.

Indicazioni

- distalizzazione, mesializzazione o contrazione di un singolo dente
- espansione bilaterale e sviluppo delle arcate dentali
- regolazione, estensione, rotazione e torque dei molari
- espansione trasversale nel trattamento delle discrepanze del mascellare superiore in età pre-puberale
- distrazione osteogenica trasversale mandibolare
- movimento del singolo dente
- espansione dell'arcata superiore in combinazione con apparecchiature fisse