




Programma prodotti per tecnica
EDGEWISE STANDARD

Caratteristiche dei bracket DENTAURUM

Tutti i bracket Dentaurum sono fabbricati in un'unico pezzo e sono privi di saldo-brasature.

La brevettata **strutturazione al laser** della base di tutti i bracket Dentaurum garantisce una salda ritenzione dell'attacco per tutta la durata del trattamento. Inoltre l'altrettanto brevettato **sistema di identificazione FDI** inserito nella base (solo equilibrium 2), semplifica la scelta e il posizionamento del bracket sui denti.

Linea di bracket	Informazioni	Base
equilibrium® 2	Materiale: acciaio inox	
	Costruzione: profilato metallico lavorato al tornio, base strutturata al laser	
discovery®	Materiale: acciaio inox	
	Costruzione: sistema MIM (Metal Injection Molding) base strutturata al laser	


Edgewise standard 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · senza gancio

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-305-15	718-305-14	718-305-13	718-305-12	718-305-11	718-305-21	718-305-22	718-305-23	718-305-24	718-305-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-305-45	718-305-44	718-305-43	718-305-42	718-305-41	718-305-31	718-305-32	718-305-33	718-305-34	718-305-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 718-305-01
10 casi	200 bracket	REF 718-305-10
50 casi	1000 bracket	REF 718-305-50


Edgewise standard 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · senza gancio

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,9 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,9 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-305-15	722-305-14	722-305-13	722-305-12	722-305-11	722-305-21	722-305-22	722-305-23	722-305-24	722-305-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-305-45	722-305-44	722-305-43	722-305-42	722-305-41	722-305-31	722-305-32	722-305-33	722-305-34	722-305-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-305-01
10 casi	200 bracket	REF 722-305-10
50 casi	1000 bracket	REF 722-305-50

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore


Edgewise standard 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · senza gancio

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-205-15	718-205-14	718-205-13	718-205-12	718-205-11	718-205-21	718-205-22	718-205-23	718-205-24	718-205-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-205-45	718-205-44	718-205-43	718-205-42	718-205-41	718-205-31	718-205-32	718-205-33	718-205-34	718-205-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 718-205-01
10 casi	200 bracket	REF 718-205-10
50 casi	1000 bracket	REF 718-205-50


Edgewise standard 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · senza gancio

Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,0 mm	3,0 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-205-15	722-205-14	722-205-13	722-205-12	722-205-11	722-205-21	722-205-22	722-205-23	722-205-24	722-205-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Angolazione	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,1 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-205-45	722-205-44	722-205-43	722-205-42	722-205-41	722-205-31	722-205-32	722-205-33	722-205-34	722-205-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-205-01
10 casi	200 bracket	REF 722-205-10
50 casi	1000 bracket	REF 722-205-50

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore

Ortho-Cast M-Series mini non convertibili rettangolari singoli ■

ORTHOCAST
M-SERIES MINI

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
17	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-17	822-415-17	
27	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-27	822-415-27	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
37	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-37	822-415-37	
47	0°	0°	•	2,5 mm	818-415-47	822-415-47	

Ortho-Cast M-Series non convertibili rettangolari singoli ■

ORTHOCAST
M-SERIES

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-16	822-215-16	
26	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-26	822-215-26	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
36	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-36	822-215-36	
46	0°	0°	•	3,3 mm	818-215-46	822-215-46	

Ortho-Cast non convertibili rettangolari singoli ■

Ortho-Cast

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16-36	0°	0°	•	6,0 mm		724-084-51	
26-46	0°	0°	•	6,0 mm		724-085-51	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16-36	0°	0°	•	6,0 mm		724-084-50	
26-46	0°	0°	•	6,0 mm		724-085-50	

■ Superiore

■ Inferiore

■ Superiore + Inferiore

Ortho-Cast non convertibili rettangolari singoli ■

Ortho-Cast

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16-36	0°	0°	•	6,0 mm	725-164-50	725-166-50	
26-46	0°	0°	•	6,0 mm	725-165-50	725-167-50	

Ortho-Cast non convertibili rettangolari doppi ■■

Ortho-Cast

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16-26/46-36	0°	0°	•	3,5 mm	724-018-51	724-019-51	

■ Superiore

■ Inferiore

■ Superiore + Inferiore

Strumenti



Pinzette sterilizzabili

Pinzette dal disegno speciale per il semplice posizionamento di bracket e tubi molari diretti.

REF 025-280-00

1 pezzo

■ Superiore

■ Inferiore

■ Superiore + Inferiore

Il Gruppo Dentaaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Informazioni su prodotti e servizi sono disponibili nel sito www.dentaaurum.com
- ➔ Per ordinare in modo semplice e rapido **Dentaaurum Italia Online-Shop**
- ➔ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051 861935

Assistenza Clienti Ortodonzia: telefono 051 862580 | E-Mail ortodonzia@dentaaurum.it
Ufficio commerciale: telefono 051 6647437 | E-Mail ordini@dentaaurum.it | fax 051 863291

Data dell'informazione: 02/22

Soggetto a modifica



shop.dentaaurum.it/



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Instagram!

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentaaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaaurum.it | info@dentaaurum.it