






Programma prodotti per tecnica McLaughlin-Bennett-Trevisi**

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Caratteristiche dei bracket DENTAURUM

Tutti i bracket Dentaaurum sono fabbricati in un'unico pezzo e sono privi di saldo-brasature.

La brevettata **strutturazione al laser** della base di tutti i bracket Dentaaurum garantisce una salda ritenzione dell'attacco per tutta la durata del trattamento. Inoltre l'altrettanto brevettato **sistema di identificazione FDI** inserito nella base (non sui discovery), semplifica la scelta e il posizionamento del bracket sui denti.

Linea di bracket	Informazioni	Base
equilibrium[®] mini	Materiale: acciaio inox	
equilibrium[®] 2	Costruzione: profilato metallico lavorato al tornio, base strutturata al laser	
equilibrium[®] ti	Materiale: titanio grado 2	
discovery[®]	Materiale: acciaio inox	 
discovery[®] smart	Costruzione: sistema MIM (Metal Injection Molding) base strutturata al laser	
discovery[®] SI 2.0		
discovery[®] pearl	Materiale: ossido di alluminio purissimo (99,99%)	
	Costruzione: sistema CIM (Ceramic Injection Molding) di ultima generazione	
dinamique[®] m	Materiale: acciaio inox, sportello in CoCr	
dinamique[®] c	Materiale: ossido di alluminio, sportello in CoCr, rivestimento di rodio	

I bracket dinamique® presentano una marcatura colorata solubile in acqua per differenziare un attacco dall'altro e facilitarne così il preciso posizionamento sul dente (il sistema è simile a quello degli Elegance®). A breve saranno presenti le abituali marcature FDI sulla base. La versione in metallo presenta una base a micro rete, mentre quella in ceramica delle sfere in ossido di alluminio. In entrambi i casi viene garantita la perfetta ritenzione al dente.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-402-15	718-402-14	718-442-13	718-402-12	718-402-11	718-402-21	718-402-22	718-442-23	718-402-24	718-402-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-402-45	718-402-44	718-442-43	718-402-42	718-402-41	718-402-31	718-402-32	718-442-33	718-402-34	718-402-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 718-402-01
10 casi	200 bracket	REF 718-402-10
50 casi	1000 bracket	REF 718-402-50

Avvertenza:

per ulteriori bracket con valori McLaughlin-Bennett-Trevisi** vedi confezioni singole.

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-442-15	718-442-14	718-442-13	718-402-12	718-402-11	718-402-21	718-402-22	718-442-23	718-442-24	718-442-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	718-442-45	718-442-44	718-442-43	718-402-42	718-402-41	718-402-31	718-402-32	718-442-33	718-442-34	718-442-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 718-442-01
10 casi	200 bracket	REF 718-442-10
50 casi	1000 bracket	REF 718-442-50

Avvertenza:

per ulteriori bracket con valori McLaughlin-Bennett-Trevisi** vedi confezioni singole.

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-402-15	722-402-14	722-442-13	722-402-12	722-402-11	722-402-21	722-402-22	722-442-23	722-402-24	722-402-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-402-45	722-402-44	722-442-43	722-402-42	722-402-41	722-402-31	722-402-32	722-442-33	722-402-34	722-402-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-402-01
10 casi	200 bracket	REF 722-402-10
50 casi	1000 bracket	REF 722-402-50

Avvertenza:

per ulteriori bracket con valori McLaughlin-Bennett-Trevisi** vedi confezioni singole.

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-442-15	722-442-14	722-442-13	722-402-12	722-402-11	722-402-21	722-402-22	722-442-23	722-442-24	722-442-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
REF	722-442-45	722-442-44	722-442-43	722-402-42	722-402-41	722-402-31	722-402-32	722-442-33	722-442-34	722-442-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-442-01
10 casi	200 bracket	REF 722-442-10
50 casi	1000 bracket	REF 722-442-50

Avvertenza:

per ulteriori bracket con valori McLaughlin-Bennett-Trevisi** vedi confezioni singole.

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-302-15	718-302-14	718-342-13	718-302-12	718-302-11	718-302-21	718-302-22	718-342-23	718-302-24	718-302-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-302-45	718-302-44	718-342-43	718-302-42	718-302-41	718-302-31	718-302-32	718-342-33	718-302-34	718-302-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 718-302-01
10 casi	200 bracket	REF 718-302-10
50 casi	1000 bracket	REF 718-302-50

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-342-15	718-342-14	718-342-13	718-302-12	718-302-11	718-302-21	718-302-22	718-342-23	718-342-24	718-342-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-342-45	718-342-44	718-342-43	718-302-42	718-302-41	718-302-31	718-302-32	718-342-33	718-342-34	718-342-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 718-342-01
10 casi	200 bracket	REF 718-342-10
50 casi	1000 bracket	REF 718-342-50

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-302-15	722-302-14	722-342-13	722-302-12	722-302-11	722-302-21	722-302-22	722-342-23	722-302-24	722-302-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-302-45	722-302-44	722-342-43	722-302-42	722-302-41	722-302-31	722-302-32	722-342-33	722-302-34	722-302-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-302-01
10 casi	200 bracket	REF 722-302-10
50 casi	1000 bracket	REF 722-302-50

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-342-15	722-342-14	722-342-13	722-302-12	722-302-11	722-302-21	722-302-22	722-342-23	722-342-24	722-342-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-342-45	722-342-44	722-342-43	722-302-42	722-302-41	722-302-31	722-302-32	722-342-33	722-342-34	722-342-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-342-01
10 casi	200 bracket	REF 722-342-10
50 casi	1000 bracket	REF 722-342-50

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-502-15	718-502-14	718-542-13	718-502-12	718-502-11	718-502-21	718-502-22	718-542-23	718-502-24	718-502-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-502-45	718-502-44	718-542-43	718-502-42	718-502-41	718-502-31	718-502-32	718-542-33	718-502-34	718-502-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 718-502-01
10 casi	200 bracket	REF 718-502-10
50 casi	1000 bracket	REF 718-502-50

Avvertenza:

l'assortimento da 1 caso REF 718-502-02 corrisponde al REF 718-502-01, con l'aggiunta di 4 tubi con gancio verticale (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-030-00).

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-502-15	722-502-14	722-542-13	722-502-12	722-502-11	722-502-21	722-502-22	722-542-23	722-502-24	722-502-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-502-45	722-502-44	722-542-43	722-502-42	722-502-41	722-502-31	722-502-32	722-542-33	722-502-34	722-502-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-502-01
10 casi	200 bracket	REF 722-502-10
50 casi	1000 bracket	REF 722-502-50

Avvertenza:

l'assortimento da 1 caso REF 722-502-02 corrisponde al REF 722-502-01, con l'aggiunta di 4 tubi con gancio verticale (1 x 723-029-00 / 1 x 723-033-00 / 2 x 723-031-00).

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore

Linea DENTAURUM per pazienti allergici

Le reazioni allergiche ai materiali utilizzati per le terapie ortodontiche è in forte crescita. La cosa non trova un facile riscontro statistico per l'uso sempre più frequente, fra i giovani e non solo, del piercing, pratica che utilizza quasi sempre oggetti in nichel, uno degli agenti più sensibilizzanti.

I numeri indicano che sono soprattutto le donne a evidenziare tale patologia (9 – 20%) in virtù dell'evidente maggiore "contatto" con gioielli di bigiotteria. Se poi a questo aggiungiamo anche un'apparecchiatura ortodontica fatta di brackets, fili e viti a espansione, possiamo ben immaginare che il fenomeno aumenti in maniera esponenziale.

Tuttavia le cause di allergie non sono circoscritte al nichel, ma possono interessare anche altri materiali come il lattice (1-5% della popolazione con picchi al 17% fra gli operatori sanitari) o le resine metacriliche. Fortunatamente esistono materiali alternativi che l'odontoiatra può scegliere senza perdere in qualità ed efficacia terapeutica per trattare i suoi pazienti allergici.

Grazie alle straordinarie caratteristiche di biotollerabilità e alla sua elevata stabilità, il **titanio** è da tempo entrato prepotentemente in campo odontoiatrico.

A differenza di molti altri metalli, il titanio forma immediatamente una pellicola protettiva di ossido. Non si corrode e non libera ioni metallici che possono produrre processi patologici intorno all'impianto o alla protesi. Le moderne tecnologie di produzione consentono la fabbricazione di una gamma completa di prodotti in titanio anche per l'ortodonzia: bracket in monofusione, tubetti buccali, viti a espansione, retainer linguali.

rematitan® non convertibili rettangolari doppi ■■

rematitan®

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-028-00	723-029-00	
26	- 14°	10°	•	4,0 mm	723-032-00	723-033-00	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
46/36	- 20°	4°	•	4,0 mm	723-030-00	723-031-00	
46/36	- 22°	4°	•	4,0 mm	723-026-00	723-027-00	

Per gli altri prodotti della linea, si rimanda al catalogo generale di ortodonzia.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-902-15	718-902-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-902-24	718-902-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-902-45	718-902-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-902-34	718-902-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 718-902-01
10 casi	200 bracket	REF 718-902-10
50 casi	1000 bracket	REF 718-902-50

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-942-15	718-942-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-942-24	718-942-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	718-942-45	718-942-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-942-34	718-942-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 718-942-01
10 casi	200 bracket	REF 718-942-10
50 casi	1000 bracket	REF 718-942-50

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-902-15	722-902-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-902-24	722-902-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-902-45	722-902-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-902-34	722-902-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-902-01
10 casi	200 bracket	REF 722-902-10
50 casi	1000 bracket	REF 722-902-50

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-942-15	722-942-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-942-24	722-942-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
REF	722-942-45	722-942-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-942-34	722-942-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-942-01
10 casi	200 bracket	REF 722-942-10
50 casi	1000 bracket	REF 722-942-50

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,70 mm / 22 x 28 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-102-15	722-102-14	722-142-13	722-102-12	722-102-11	722-102-21	722-102-22	722-142-23	722-102-24	722-102-25
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo

CE 0483

Identificazione dei bracket ancora più semplice grazie al sistema di riconoscimento FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm
REF	722-102-45	722-102-44	722-142-43	722-102-42	722-102-41	722-102-31	722-102-32	722-142-33	722-102-34	722-102-35
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 722-102-01
--------	------------	-----------------------


** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,64 mm / 22 x 25 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	0,8 mm	0,8 mm	0,7 mm	1,0 mm	0,9 mm	0,9 mm	1,0 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,8 mm
Larghezza	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm
REF	790-729-01	790-727-01	790-725-01	790-723-01	790-721-01	790-722-01	790-724-01	790-726-01	790-728-01	790-730-01
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo

CE 0483



Torque	- 12°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 12°
Angolazione	0°	0°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	0°	0°
In/Out	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,9 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Larghezza	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm
REF	790-739-01	790-737-01	790-735-01	790-733-01	790-731-01	790-732-01	790-734-01	790-736-01	790-738-01	790-740-01
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 891-411-00
--------	------------	-----------------------


** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,64 mm / 22 x 25 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	0,8 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,2 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,2 mm	0,9 mm	0,8 mm	0,8 mm
Larghezza	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	2,9 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,9 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
REF	700-529-01	700-527-01	700-525-01	700-523-01	700-521-01	700-522-01	700-524-01	700-526-01	700-528-01	700-530-01
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo

CE 0483



Torque	- 12°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 12°
Angolazione	0°	0°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	0°	0°
In/Out	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Larghezza	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
REF	700-539-01	700-537-01	700-535-01	700-533-01	700-531-01	700-532-01	700-534-01	700-536-01	700-538-01	700-540-01
Quantità	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo	1 pezzo

Assortimenti:

1 caso	20 bracket	REF 700-551-00
--------	------------	-----------------------

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-702-15	718-702-14	718-742-13	718-702-12	718-702-11	718-702-21	718-702-22	718-742-23	718-702-24	718-702-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-702-45	718-702-44	718-742-43	718-702-42	718-702-41	718-702-31	718-702-32	718-742-33	718-702-34	718-702-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

con aiuti di montaggio

Dente	REF	Quantità
13-11/21-23	718-702-03	1 bracket cad. = 6 pezzi
15-11/21-25	718-702-05	1 bracket cad. = 10 pezzi
Dente	REF	Quantità
13-11/21-23/43-41/31-33	718-702-63	1 bracket cad. = 12 pezzi
15-11/21-25/45-41/31-35	718-702-65	1 bracket cad. = 20 pezzi

senza aiuti di montaggio

Dente	REF	Quantità
13-11/21-23	718-702-73	1 bracket cad. = 6 pezzi
15-11/21-25	718-702-75	1 bracket cad. = 10 pezzi
Dente	REF	Quantità
13-11/21-23/43-41/31-33	718-702-83	1 bracket cad. = 12 pezzi
15-11/21-25/45-41/31-35	718-702-85	1 bracket cad. = 20 pezzi

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Slot: 0,46 x 0,76 mm / 18 x 30 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-742-15	718-742-14	718-742-13	718-702-12	718-702-11	718-702-21	718-702-22	718-742-23	718-742-24	718-742-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	718-742-45	718-742-44	718-742-43	718-702-42	718-702-41	718-702-31	718-702-32	718-742-33	718-742-34	718-742-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

con aiuti di montaggio

Dente	REF	Quantità
15-11/21-25	718-742-60	1 bracket cad. = 10 pezzi
Dente	REF	Quantità
15-11/21-25/45-41/31-35	718-742-65	1 bracket cad. = 20 pezzi

senza aiuti di montaggio

Dente	REF	Quantità
15-11/21-25	718-742-80	1 bracket cad. = 10 pezzi
Dente	REF	Quantità
15-11/21-25/45-41/31-35	718-742-85	1 bracket cad. = 20 pezzi

** The DentaTaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does DentaTaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · gancio sui canini

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-702-15	722-702-14	722-742-13	722-702-12	722-702-11	722-702-21	722-702-22	722-742-23	722-702-24	722-702-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-702-45	722-702-44	722-742-43	722-702-42	722-702-41	722-702-31	722-702-32	722-742-33	722-702-34	722-702-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

con aiuti di montaggio

Dente	REF	Quantità
13-11/21-23	722-702-03	1 bracket cad. = 6 pezzi
15-11/21-25	722-702-05	1 bracket cad. = 10 pezzi
Dente	REF	Quantità
13-11/21-23/43-41/31-33	722-702-63	1 bracket cad. = 12 pezzi
15-11/21-25/45-41/31-35	722-702-65	1 bracket cad. = 20 pezzi

senza aiuti di montaggio

Dente	REF	Quantità
13-11/21-23	722-702-73	1 bracket cad. = 6 pezzi
15-11/21-25	722-702-75	1 bracket cad. = 10 pezzi
Dente	REF	Quantità
13-11/21-23/43-41/31-33	722-702-83	1 bracket cad. = 12 pezzi
15-11/21-25/45-41/31-35	722-702-85	1 bracket cad. = 20 pezzi

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Slot: 0,56 x 0,76 mm / 22 x 30 · gancio su canini e premolari

Torque	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Angolazione	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1,2 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,2 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-742-15	722-742-14	722-742-13	722-702-12	722-702-11	722-702-21	722-702-22	722-742-23	722-742-24	722-742-25
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

CE 0483

Più semplice identificazione del bracket grazie al simbolo FDI sulla base!



Torque	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Angolazione	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm
Larghezza	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	3,1 mm
REF	722-742-45	722-742-44	722-742-43	722-702-42	722-702-41	722-702-31	722-702-32	722-742-33	722-742-34	722-742-35
Quantità	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi	10 pezzi

Assortimenti:

con aiuti di montaggio

Dente	REF	Quantità
15-11/21-25	722-742-60	1 bracket cad. = 10 pezzi
Dente	REF	Quantità
15-11/21-25/45-41/31-35	722-742-65	1 bracket cad. = 20 pezzi

senza aiuti di montaggio

Dente	REF	Quantità
15-11/21-25	722-742-80	1 bracket cad. = 10 pezzi
Dente	REF	Quantità
15-11/21-25/45-41/31-35	722-742-85	1 bracket cad. = 20 pezzi

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Superiore

Inferiore

Superiore + Inferiore

Ortho-Cast M-Series mini non convertibili rettangolari singoli ■

ORTHOCAST
M-SERIES MINI

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
17	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-17	822-412-17	
27	- 14°	0°	•	2,5 mm	818-412-27	822-412-27	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
36	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-36	822-412-36	
46	- 20°	0°	•	2,5 mm	818-412-46	822-412-46	
37	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-37	822-412-37	
47	- 10°	0°	•	2,5 mm	818-412-47	822-412-47	

Ortho-Cast M-Series non convertibili rettangolari singoli ■

ORTHOCAST
M-SERIES

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-16	822-212-16	
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-212-26	822-212-26	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-36	822-212-36	
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-212-46	822-212-46	
37	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-37	822-212-37	
47	- 10°	0°	•	3,3 mm	818-212-47	822-212-47	

Ortho-Cast M-Series convertibili rettangolari singoli ■

ORTHOCAST
M-SERIES

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-16	822-112-16	
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-112-26	822-112-26	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-46	822-112-46	
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-112-36	822-112-36	

■ Superiore

■ Inferiore

■ Superiore + Inferiore

Ortho-Cast M-Series non convertibili rettangolari doppi ■■

ORTHOCAST
M-SERIES

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-16	822-222-16	
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-222-26	822-222-26	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-46	822-222-46	
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-222-36	822-222-36	

Ortho-Cast M-Series convertibili rettangolari doppi ■■

ORTHOCAST
M-SERIES

Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
16	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-16	822-122-16	
26	- 14°	10°	•	3,3 mm	818-122-26	822-122-26	
Dente	Torque	Distal Offset	Gancio	Largh.	REF (18)	REF (22)	Immagine
46	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-46	822-122-46	
36	- 20°	0°	•	3,3 mm	818-122-36	822-122-36	

■ Superiore

■ Inferiore

■ Superiore + Inferiore

Pinze Premium-Line / Strumenti

Pinza per convertire i tubi Ortho-Cast M-Series sterilizzabile

Con lame intercambiabili.

Indicata solo per l'uso con i tubi Ortho-Cast M-Series!

Fornitura:

pinza completa di lame, 2 lame di ricambio

più una chiave a brugola,

Premium-Line • 10 anni di garanzia

REF 003-805-00

1 pezzo



Lame

sterilizzabili

Per pinza per convertire i tubi Ortho-Cast M-Series (REF 003-805-00)

Fornitura:

10 lame + 2 viti

REF 038-805-10

10 pezzi




Pinzette

sterilizzabili


Pinzette dal disegno speciale per il semplice posizionamento di bracket e tubi molari diretti.

REF 025-280-00


1 pezzo




Archi rematitan® LITE NiTi




I tapered



II square



III oval



rematitan® „LITE“, forma dell'arco I, tapered

per tecnica McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

☑	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-180-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-181-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-182-00	10 pezzi

CE 0483

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



rematitan® „LITE“, forma dell'arco II, square

per tecnica McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

☑	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-183-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-184-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-185-00	10 pezzi

CE 0483

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



rematitan® „LITE“, forma dell'arco III, oval

per tecnica McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Classe di forza: super elastico

Codifica colore sulla confezione: arancione

Marcatura centrale: arcata superiore/inferiore 1 punto

☑	Lunghezza	Diagonale	REF	Quantità
0,41 x 0,41 mm / 16 x 16		0,54 mm	766-186-00	10 pezzi
0,41 x 0,56 mm / 16 x 22		0,62 mm	766-187-00	10 pezzi
0,43 x 0,64 mm / 17 x 25		0,70 mm	766-188-00	10 pezzi

CE 0483

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

rematitan® LITE – Nichel-titanio

Gli archi rematitan® LITE sono realizzati in una lega super elastica di nichel-titanio che produce un costante rilascio di forze leggere. L'elevata elasticità e la leggera forza di ritorno li rendono ideali nella fase di livellamento.

Disponibili nelle classi di forza

0 1 2 3 4 5 6 7

Classi di forza

Classe di forza	N/mm ²	Tensic®	dentaflex®	rematitan® „LITE“	rematitan® SPECIAL	remanium®	Noninium®	remaloy®	Equire	Traslucidi pearl
medio plus 0	1100 – < 1400				+					
duro 1	1400 – < 1600					+	+	+		
duro plus 2	1600 – < 1800		+					+		
elastico 3	1800 – < 2000					+	+	+		
elastico plus 4	2000 – < 2300					+	+		+	
extra elastico 5	2300 – < 2500					+				
super elastico 6	2500 – < 2700		+				+			
super elastico 7	–	+		+					+	+

Il Gruppo Dentaaurum

Deutschland | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
oltre ad altri 130 paesi nel mondo.



DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

- ➔ Informazioni su prodotti e servizi sono disponibili nel sito www.dentaaurum.com
- ➔ Per ordinare in modo semplice e rapido **Dentaaurum Italia Online-Shop**
- ➔ Ricordiamo anche il nostro ampio programma corsi. Per informazioni: 051 861935

Assistenza Clienti Ortodonzia: telefono 051 862580 | E-Mail ortodonzia@dentaaurum.it
Ufficio commerciale: telefono 051 6647437 | E-Mail ordini@dentaaurum.it | fax 051 863291

Data dell'informazione: 02/22

Soggetto a modifica



shop.dentaaurum.it/



Like us on Facebook!



Visit us on YouTube!



Follow us on Instagram!

D
DENTAURUM
ITALIA

Dentaaurum Italia S.p.a. | Via degli Speciali, 142/144 | Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 | Fax 051 863291 | www.dentaaurum.it | info@dentaaurum.it